

Muu pyyhintätesti

Pinta, josta näyte otetaan, pyyhitään vähintään 100 cm² suuruiselta alalta. Pyyhintään käytetään kosteaa puuvillakangasta (noin 7 x 7 cm) tai muuta imukykyistä materiaalia. Pyyhintänäyte suljetaan muovipussiin, johon on merkitty näytteenottopäivämäärä ja näytetunniste.

Näyte toimitetaan osoitteeseen: MIT/Gammamittaus Säteilyturvakeskus Jokiniemenkuja 1 01370 Vantaa	Lisätietoja: mittauspalvelut@stuk.fi
--	--

Tilaus pyyhintänäytteen analysoimiseksi

Tilaaaja	
Nimi	
Yritys	
Osoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite*	

*Tulosseloste toimitetaan sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

Laskutusosoite	
Yritys	
Osoite	
Y-tunnus	
Välittäjän tunnus	
Verkkolaskuosoite	
Laskun viite*	
Yhteyshenkilö	

*Max. 35 merkkiä

Näytteen/näytteiden tiedot

Näytetunniste	Näytteenottopäivä	Materiaalin käyttötarkoitukset
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Lisätietoja